

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Eg5/Kif11 Per Wb & Elisa - P52732

Numero articolo: CM0010643



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-EG5/KIF11 adatto per applicazioni WB e ELISA. Bersaglia l'Eg5 kinesina umana coinvolta nella mitosi e nel trasporto intracellulare. Proteina di 119 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EG5/KIF11 Rabbit mAb
Note/Alias	EG5; HKSP; KNSL1; MCLMR; TRIP5; EG5/KIF11
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3832
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 900-1056 di EG5/KIF11 umano (P52732)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P52732
Peso proteico	119kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio