

Anti-Eg5/Kif11 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P52732

Numero articolo: CM0027467



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio EG5/KIF11 di CamelBio è validato per WB, IF/ICC, ELISA, e riconosce l'EG5 umano (119kDa, P52732). Una proteina motrice chinesina fondamentale per la bipolarità del fuso, la mitosi e la secrezione del Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio EG5/KIF11
Osservazioni/Alias	EG5; HKSP; KNSL1; MCLMR; TRIP5; EG5/KIF11
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3832
ID Gene	3832
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 797-1056 di EG5/EG5/KIF11 umano (NP_004514.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P52732
Peso Proteico	119kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio