

Anticorpo Monoclonale Anti-Egf Per Wb - P01132

Numero articolo: CM0012518



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro l'EGF di topo, un fattore di crescita che stimola la proliferazione cellulare e il riassorbimento del magnesio. Convalidato per Western blot ed ELISA. Perfetto per la ricerca nella segnalazione cellulare, nella funzione renale e nella biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	EGF Rabbit mAb
Note/Alias	EGF
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	1950
ID Gene	13645
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 977-1029 dell'EGF di topo (NP_034243.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P01132
Peso Proteico	133kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio