

Anticorpo Policlonale Anti-Egf Per Wb, If-P, Elisa - P01133

Numero articolo: CM0014584



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'EGF umano (fattore di crescita epidermico pro-epidermico) per applicazioni WB, IF-P ed ELISA. Reagisce crociatamente con l'EGF di topo e ratto. Adatto per la ricerca sui fattori di crescita e sulla rigenerazione tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EGF Rabbit pAb
Note/Alias	URG; HOMG4; EGF
Specie	Umano
ID gene (umano)	1950
ID gene	1950
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 851-950 dell'EGF umano (NP_001954.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P01133
Peso della proteina	134 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante