

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Egf Per Wb, Db, Elisa - P01133

Numero articolo: CM0030425



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'EGF umano (Pro-epidermal growth factor). Validato per WB, DB, ELISA; reazione crociata con il mouse. Immunogeno ricombinante. Per uso nella ricerca sulla segnalazione dei fattori di crescita e nella biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EGF Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	URG; HOMG4; EGF
Specie	Umano
GenelD (umano)	1950
GenelD	1950
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 971-1023 dell'EGF umano (NP_001954.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, DB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P01133
Peso proteico	134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio