

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Egfl7 Per Wb - Q9Uhf1

Numero articolo: CM0029648

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-EGFL7 convalidato per Western blot (WB) ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'angiogenesi e sulla biologia vascolare. Peso della proteina target ~30 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EGFL7 Rabbit pAb
Note/Alias	NEU1; ZNEU1; VE-STATIN; EGFL7
Specie	Umana
GenelD (Umano)	51162
GenelD	51162
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-100 dell'EGFL7 umano (NP_958854.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UHF1
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio