


Anticorpo Monoclonale Anti-Egfr Per Wb, If-P, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0004516



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-EGFR validato KD per Western blot, IF-paraffina ed ELISA. Specifico per EGFR umano, murino e ratto. Basato su immunogeno ricombinante, ideale per ricerche sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validated] EGFR Rabbit mAb
Note/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1956
GeneID	1956
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 335-525 dell'EGFR umano (NP_005219.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio