


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Egfr (Fosforo Y1068) Per Wb E Elisa - P00533

Numero articolo: CM0000563



### introduzione

Phospho-EGFR-Y1068 Rabbit mAb è un anticorpo monoclonale di coniglio specifico per EGFR fosforilato sulla tirosina 1068. Validato per WB e ELISA, presenta reazione crociata con materiale umano e di topo, rendendolo ideale per la ricerca sulla segnalazione di EGFR e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Phospho-EGFR-Y1068 Rabbit mAb                                                                                 |
| Note / Alias        | ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1068                                              |
| Specie              | Uomo                                                                                                          |
| ID gene (Uomo)      | 1956                                                                                                          |
| ID gene             | 1956                                                                                                          |
| Immunogeno          | Peptide sintetico   Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione Y1068 dell'EGFR umano (P00533). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi fosforilati                                                                                         |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                     |
| Reattività crociata | Uomo, Topo                                                                                                    |
| SWISS               | P00533                                                                                                        |
| Peso proteico       | 134 kDa                                                                                                       |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                             |