

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Egfr (Fosfo-Y1173) Per Wb, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0001608



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce l'EGFR umano fosforilato sulla tirosina 1173. Convalidato per Western blot e ELISA. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione di EGFR nella ricerca oncologica e di trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Phospho-EGFR-Y1173 Rabbit mAb                                        |
| Note/Alias          | ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1173     |
| Specie              | Umana                                                                |
| GenelD (Umana)      | 1956                                                                 |
| GenelD              | 1956                                                                 |
| Immunogeno          | Peptide sintetico che comprende la Y1173 fosforilata dell'EGFR umano |
| Provenienza         | Coniglio                                                             |
| Categoria           | Anticorpi fosforilati                                                |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                            |
| Reattività crociata | Umana                                                                |
| SWISS               | P00533                                                               |
| Peso proteico       | 134 kDa                                                              |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                    |