


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Egfr Per Fc - P00533

Numero articolo: CM0011069



introduzione

anticorpo monoclonale di coniglio anti-EGFR umano rileva l'EGFR umano (P00533) mediante citometria a flusso. Questo anticorpo monoclonale di coniglio è diretto contro il dominio extracellulare dell'EGFR, un recettore tirosin-chinasico di 134 kDa fondamentale nella segnalazione cellulare e nella ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-EGFR umano
Note/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	1956
GeneID	1956
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 335-525 dell'EGFR umano (NP_005219.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P00533
Peso della proteina	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante