


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Egfr Per Wb, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0004535



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-EGFR validato KD per Western blot ed ELISA. Specifico per EGFR umano (134 kDa), adatto per la ricerca sul segnalamento tumorale e sui recettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] Anticorpo monoclonale coniglio anti-EGFR
Note/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; FR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1956
GeneID	1956
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 363-463 di EGFR umano. (NP_005219.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio