


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Egfr [Validato Kd] Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0016229



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per EGFR umano (UniProt P00533). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione di EGFR nel cancro, nella migrazione cellulare e nella ricerca sull'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EGFR Rabbit pAb [validato KD]
Note/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; FR
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	1956
GeneID	1956
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1021-1210 di EGFR umano (NP_005219.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P00533
Peso proteico	134 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio