

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Egln1/Egln2 Per Wb, Elisa - Q9Gzt9/Q96Ks0

Numero articolo: CM0013641



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia EGLN1/EGLN2 (PHD2/PHD1) umano, sensori di ossigeno che mediano l'idrossilazione di HIF. Convalidato per WB e ELISA; immunogeno peptide sintetico, spedito a freddo. Ideale per studi di segnalazione dell'ipossia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EGLN1/EGLN2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	EGLN1/EGLN2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	54583/112398
GeneID	54583/112398
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 250-350 di EGLN1/EGLN2 umano (NP_071334.1/NP_444274.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9GZT9/Q96KS0
Peso proteico	36kDa/43kDa/46kDa/40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio