


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Egr1 Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P18146

Numero articolo: CM0006859



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro EGR1 umano, validato per WB, IP, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Utile per lo studio della regolazione trascrizionale, della proliferazione cellulare e delle risposte allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EGR1 Rabbit mAb
Note/alias	TIS8; AT225; G0530; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1958
GeneID	1958
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-250aa di EGR1 umano (NP_001955.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P18146
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante