


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Egr1 Per Wb E Elisa - P18146

Numero articolo: CM0030291



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EGR1 umano, validato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per lo studio della regolazione trascrizionale, della soppressione tumorale e della risposta all'ischemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EGR1 Rabbit pAb
Note/Alias	TIS8; AT225; G0S30; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	1958
GeneID	1958
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P18146
Peso proteico	58 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio