


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Egr1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P18146

Numero articolo: CM0028285



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-EGR1 per ELISA, WB, IF/ICC. Rileva la proteina EGR1 umana, di topo e di ratto a 58kDa. Strumento di ricerca per studi sulla regolazione della trascrizione, crescita cellulare e risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EGR1 Rabbit pAb
Note/Alias	TIS8; AT225; G0S30; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
Specie	Umana
GeneID	1958
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di EGR1 umano (NP_001955.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P18146
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio