

Anticorpo Monoclonale Anti-Egr2 Per Wb, Ip, Elisa - P11161

Numero articolo: CM0005279

introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-EGR2
validato per WB, IP, ELISA con reattività crociata
verso uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche su
trascrizione e neurobiologia. - P11161

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EGR2 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	AT591; CMT1D; CMT4E; KROX20; EGR2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1959
ID gene	1959
Immunogeno	Peptide sintetico: Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'EGR2 umano (NP_000390.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11161
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio