

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Egr3 Per Wb E Elisa - Q06889

Numero articolo: CM0029895

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EGR3 umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. EGR3 è un fattore di trascrizione a dita di zinco coinvolto nello sviluppo del fuso muscolare. Adatto per la ricerca sulle malattie neuromuscolari e la regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EGR3 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	EGR-3; PILOT; EGR3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1960
GeneID	1960
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di EGR3 umano (NP_004421.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q06889
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa con ghiaccio