

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Egr4 Per Wb, Elisa - Q05215

Numero articolo: CM0029487

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che bersaglia l'EGR4 umano (proteina 4 a crescita precoce) per applicazioni Western Blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EGR4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	AT133; NGFIC; NGFI-C; PAT133; EGR4
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	1961
GenelD	1961
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 440-589 dell'EGR4 umano (NP_001956.3)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q05215
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio