


Anticorpo Monoclonale Anti-Ehd1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4M9

Numero articolo: CM0008639



introduzione

mAb di coniglio anti-EHD1 validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con EHD1 umano, di topo e di ratto (61kDa). Ideale per la ricerca sul traffico di membrana, la biogenesi delle ciglia e il percorso endocitico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-EHD1
Note/Alias	PAST; PAST1; H-PAST; HPAST1; EHD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10938
GeneID	10938
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'EHD1 umano (Q9H4M9).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H4M9
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio