

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ehd2 Per Wb, Elisa - Q9Nzn4

Numero articolo: CM0015419

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EHD2 umano (PAST2), una proteina contenente un dominio EH. Validato per WB ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Supporta gli studi sul traffico di membrana e sulla regolazione delle caveole.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | EHD2 Rabbit pAb                                                                                                                                     |
| Note/Alias          | PAST2; EHD2                                                                                                                                         |
| Specie              | Umano                                                                                                                                               |
| ID del gene (umano) | 30846                                                                                                                                               |
| ID del gene         | 30846                                                                                                                                               |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 244-543 di EHD2 umano (NP_055416.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                               |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                           |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                                                  |
| SWISS               | Q9NZN4                                                                                                                                              |
| Peso della proteina | 61kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                                  |