

Anticorpo Policlonale Anti-Ehf Per Wb, Elisa - Q9Nzc4

Numero articolo: CM0027267

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'EHF umano, validato per Western blotting (WB) ed ELISA. Rileva l'EHF umano e murino; immunogeno ricombinante comprendente gli amminoacidi 1-113. Adatto per la ricerca sulla differenziazione epiteliale e la soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EHF Rabbit pAb
Note/Alias	ESE3; ESEJ; ESE3B; EHF
Specie	Umano
ID Gene	26298 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-113 dell'EHF umano (NP_036285.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NZC4
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio