

Anticorpo Monoclonale Anti-Ehf Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Nzc4

Numero articolo: CM0005406

introduzione

Anticorpo monoclonale anti-EHF di coniglio per applicazioni di Western blot ed ELISA. Riconosce il fattore omologo ETS umano, un fattore di trascrizione nucleare cruciale nella differenziazione delle cellule epiteliali e nella soppressione tumorale. Utile per la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EHF Rabbit mAb
Note/Alias	ESE3; ESEJ; ESE3B; EHF
Specie	Umano
GeneID (umano)	26298
GeneID	26298
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-113 di EHF umano (NP_036285.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NZC4
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio