

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ehf Per Wb Ed Elisa - Q9Nzc4

Numero articolo: CM0016615

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il fattore omologo ETS umano (EHF), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce crociatamente con il topo. Utile per lo studio della differenziazione epiteliale, della regolazione trascrizionale e dei meccanismi di soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EHF Rabbit pAb
Note/alias	ESE3, ESEJ, ESE3B, EHF
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	26298
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-113 dell'EHF umano (NP_036285.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9NZC4
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante