

Anticorpo Monoclonale Anti-Ehhadh Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q08426

Numero articolo: CM0010062

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro EHHADH umano (enzima bifunzionale perossisomiale). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EHHADH Rabbit mAb
Note/alias	LBP; ECHD; LBFP; MFE1; PBFE; FRTS3; L-PBE
Specie	Umano
GeneID (umano)	1962
GeneID	1962
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-284 di EHHADH umano (NP_001957.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q08426
Peso della proteina	79 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante