

Anticorpo Policlonale Anti-Ehmt1 Per Wb E Elisa - Q9H9B1

Numero articolo: CM0028280



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EHMT1 (GLP), validato per Western blot e ELISA. Rileva EHMT1 (~141 kDa) umano, di topo e di ratto. Adatto per ricerche sulla biologia della cromatina e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EHMT1 Rabbit pAb
Note / Alias	GLP; GLP1; KMT1D; KLEFS1; FP13812; EHMT1-IT1; EUHMTASE1; Eu-HMTase1; EHMT1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	79813
ID Gene	79813
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di EHMT1 umano (NP_079033.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H9B1
Peso Proteico	141kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio