


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ehmt2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Kq7

Numero articolo: CM0003914



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro l'istone metiltransferasi EHMT2 (G9a). Validato per WB, IHC-P e ELISA. Rileva EHMT2 umano, murino e di ratto. Adatto per studi sulla repressione trascrizionale epigenetica. - Q96KQ7

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EHMT2 Rabbit mAb
Note/Alias	G9A; BAT8; GAT8; NG36; KMT1C; C6orf30; EHMT2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	10919
GeneID	10919
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-300 di EHMT2 umano (Q96KQ7).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96KQ7
Peso proteico	132 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio