


Anticorpo Monoclonale Anti-Eif1A Per Wb, Elisa - P47813

Numero articolo: CM0003009



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato all'eIF1A umano (EIF1AX) per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con il topo. Fattore chiave di inizio della traduzione coinvolto nella scansione del complesso 43S.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-eIF1A
Note/Alias	EIF1A; EIF4C; eIF-1A; eIF-4C; EIF1AP1; eIF1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1964
GeneID	1964
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 65-144 dell'eIF1A umano (P47813).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P47813
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio