


Anticorpo Policlonale Anti-Eif1Ax Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P47813

Numero articolo: CM0027169



introduzione

Anticorpo policlonale EIF1AX di coniglio (P47813) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva eIF1AX umano, di topo e ratto, un componente essenziale del complesso di pre-iniziazione 43S per l'inizio della traduzione. Ideale per studi meccanicistici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	EIF1AX Rabbit pAb
Note/Alias	EIF1A, EIF4C, eIF-1A, eIF-4C, EIF1AP1, EIF1AX
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1964
GeneID	1964
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-144 di EIF1AX umano (NP_001403.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P47813
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio