

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Eif1Ay Per Wb, Elisa - O14602

Numero articolo: CM0025448

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting l'EIF1AY umano (eIF-4C). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto, adatto per la ricerca sull'inizio della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EIF1AY pAb coniglio
Note/Alias	eIF-4C; EIF1AY
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9086
GeneID	9086
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-144 dell'EIF1AY umano (NP_004672.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14602
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio