


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Eif2A Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05198

Numero articolo: CM0007401



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-eIF2 α di alta qualità, convalidato per applicazioni WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Esplora la funzione del fattore di inizio della traduzione eucariotica 2 subunità 1 nella risposta allo stress e nella sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-eIF2 α
Osservazioni/Alias	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; eIF2 α
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1965
GeneID	1965
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-315 di eIF2 α umano (NP_004085.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05198
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio