


Anticorpo Monoclonale Anti-Eif2A Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9By44

Numero articolo: CM0010606



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il fattore di iniziazione della traduzione eucariotica 2A (eIF2A), validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla traduzione. PM 65 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	eIF2A Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CDA02; EIF-2A; MST089; MSTP004; MSTP089; eIF2A
Specie	Umano
GeneID	83939
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 450-550 di eIF2A umano (Q9BY44)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BY44
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio