


Anti-Eif2A Coniglio Anticlerpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q9By44

Numero articolo: CM0020240



introduzione

L'anticorpo policlonale anti-eIF2A di coniglio di CamelBio è convalidato per WB ed ELISA, con reattività crociata con umano e topo. Supporta la ricerca sull'inizio della traduzione e la sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	eIF2A coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CDA02; EIF-2A; MST089; MSTP004; MSTP089; eIF2A
Specie	Umano
GeneID (umano)	83939
GeneID	83939
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'eIF2A umano (NP_114414.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q9BY44
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio