

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Eif2A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05198

Numero articolo: CM0015227



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro eIF2 α umano (fattore di inizio della traduzione eucariotica 2 subunità alfa). Validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio dell'inizio della traduzione, della risposta allo stress integrata e della mitofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	eIF2 α Rabbit pAb
Note/Alias	EIF2, EIF-2, EIF2A, EIF-2A, EIF-2alpha, eIF2 α
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1965
GeneID	1965
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 dell'eIF2 α umano (NP_004085.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05198
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio