

Anticorpo Policlonale Anti-Eif2Ak1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bqi3

Numero articolo: CM0016582

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting umano EIF2AK1 (HRI), validato per WB, IHC-P, ELISA; cross-reagisce con il ratto. Utile per la risposta allo stress integrata, la carenza di eme e la ricerca sulla mitofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EIF2AK1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; EIF2AK1
Specie	Umano
Gene ID	27102
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 337-586 dell'EIF2AK1 umano (NP_055228.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9BQI3
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio