

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Eif2Ak1 Per Wb, Elisa - Q9Bqi3

Numero articolo: CM0007031

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'EIF2AK1 umano, validato per Western blot ed ELISA. Bersaglia la chinasi inibitrice regolata dall'eme coinvolta nelle risposte allo stress, nella sintesi dell'emoglobina e nella disfunzione mitocondriale. Adatto per la ricerca e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KD Validated] EIF2AK1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; [KD Validated] EIF2AK1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	27102
ID Gene	27102
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 337-586 di EIF2AK1 umano (NP_055228.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9BQI3
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio