

Anticorpo Policlonale Anti-Eif2Ak1 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q9Bqi3

Numero articolo: CM0027860

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro EIF2AK1 (HRI) per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo. Ideale per lo studio della risposta allo stress integrata, del rilevamento dell'eme e del controllo traduzionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] EIF2AK1 Rabbit pAb
Note/Alias	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; K1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	27102
ID Gene	27102
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 371-630 di EIF2AK1 umano (NP_055228.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9BQI3
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio