


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Eif2B Epsilon (Eif2B5) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13144

Numero articolo: CM0010409



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro eIF2B epsilon umano (EIF2B5), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Essenziale per lo studio dell'inizio della traduzione e delle risposte allo stress. UniProt Q13144.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-eIF2B epsilon (EIF2B5)
Osservazioni/Alias	CLE; CACH; LVWM; EIF-2B; EIF2Bepsilon; eIF2B epsilon (EIF2B5)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8893
ID Gene	8893
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di eIF2B epsilon umano (EIF2B5) (Q13144)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13144
Peso Proteico	80kDa
Spedizione	Sacca refrigerante