


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eif2B Epsilon (Eif2B5) Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13144

Numero articolo: CM0017839



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro eIF2B epsilon umano (EIF2B5). Adatto per WB, IF/ICC, IP, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Essenziale per lo studio dell'inizio della traduzione e della funzione del complesso eIF2B.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome del prodotto	eIF2B epsilon (EIF2B5) pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	CLE; CACH; LVWM; EIF-2B; EIF2Bepsilon; eIF2B epsilon (EIF2B5)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8893
ID Gene	8893
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 442-721 di eIF2B epsilon umano (EIF2B5) (NP_003898.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13144
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Sacca refrigerante