


Anticorpo Policlonale Anti-Eif2B1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14232

Numero articolo: CM0029132



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su EIF2B1 umano, validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso il mouse. Ideale per lo studio della regolazione della traduzione, della funzione del complesso eIF2B e della ricerca sulla leucodistrofia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EIF2B1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	EIF2B; EIF2BA; EIF2Balpha; EIF2B1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1967
Gene ID	1967
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-305 di EIF2B1 umano (NP_001405.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q14232
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio