


Anticorpo Policlonale Anti-Eif2B2/Eif2Bbeta Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49770

Numero articolo: CM0029937



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro EIF2B2/eIF2Bbeta umano, validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'inizio della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EIF2B2 Rabbit pAb
Note/Alias	EIF2B; EIF2Bbeta; EIF-2Bbeta; EIF2B2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8892
GeneID	8892
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi da 1 a 120 di EIF2B2 umano (NP_055054.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49770
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio