


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eif2B3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr50

Numero articolo: CM0017255



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro EIF2B3, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Riconosce la subunità gamma di eIF2B, cruciale per l'inizio della traduzione e la risposta allo stress. Ideale per studi sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	EIF2B3 Rabbit pAb
Note/Alias	EIF-2B; EIF2Bgamma; EIF2B3
Specie	Umano
GeneID (umano)	8891
GeneID	8891
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di EIF2B3 umano (NP_065098.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NR50
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio