

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eif2B4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ui10

Numero articolo: CM0022835



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-EIF2B4 (Q9UI10) validato per WB, IF/ICC, ELISA in specie umana, murina e di ratto. Ideale per studiare la funzione e la regolazione del complesso del fattore eIF2B di inizio della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EIF2B4 Rabbit pAb
Note/Alias	EIF2B; EIF-2B; EIF2Bdelta; EIF2B4
Specie	Umana
GeneID (umana)	8890
GeneID	8890
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-100 di EIF2B4 umano (Q9UI10)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, di ratto
SWISS	Q9UI10
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio