


Anticorpo Monoclonale Anti-Eif2C3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9G7

Numero articolo: CM0003690



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro eIF2C3 umano (Argonaute-3), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Progettato per applicazioni di ricerca sull'RNAi e il silenziamento genico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-eIF2C3
Osservazioni/Alias	EIF2C3; Argonaute3; hAgo3; eIF2C3
Specie	Umano
ID gene (Umano)	192669
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 721-860 di eIF2C3 umano (Q9H9G7)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H9G7
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio