


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Eif2S2 Per Wb, Elisa - P20042

Numero articolo: CM0024377



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro l'EIF2S2 umano (eIF2-beta), adatto per Western blot e ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Uno strumento affidabile per indagare i meccanismi di inizio della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EIF2S2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	EIF2, EIF2B, PPP1R67, EIF2beta, eIF-2-beta, EIF2S2
Specie	Umano
GeneID	8894
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-175 dell'EIF2S2 umano (NP_003899.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20042
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio