


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Eif2S3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P41091

Numero articolo: CM0025198



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'EIF2S3 umano (eIF2γ), convalidato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione della traduzione e della funzione dell'eIF2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EIF2S3 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	EIF2; EIF2G; MEHMO; MRXSBRK; eIF-2gA; EIF2gamma; EIF2S3
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	1968
ID gene	1968
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 dell'EIF2S3 umano (NP_001406.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P41091
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio