


Anticorpo Policlonale Anti-Eif3A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14152

Numero articolo: CM0018467



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'EIF3A umano, una subunità del complesso eIF3 cruciale per l'inizio della traduzione. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sulla sintesi proteica, la proliferazione cellulare e le infezioni virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	EIF3A Rabbit pAb
Note/Alias	EIF3; P167; p180; p185; TIF32; EIF3S10; eIF3-p170; eIF3-theta; EIF3A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8661
GeneID	8661
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 dell'EIF3A umano (NP_003741.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q14152
Peso Proteico	167kDa
Spedizione	Sacca refrigerante