

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Eif3B Per Wb, If/Icc, Elisa - P55884

Numero articolo: CM0012480



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro eIF3B umano, validato per Western blot, immunofluorescenza (IF/ICC) ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Adatto alla ricerca sull'inizio della traduzione e sulla proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	eIF3B mAb di coniglio
Note/Alias	PRT1; EIF3S9; EIF3-ETA; EIF3-P110; EIF3-P116; eIF3B
Specie	Umano
GeneID (umano)	8662
GeneID	8662
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 101-200 di eIF3B umano (NP_003742.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P55884
Peso della proteina	93 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante