


Anticorpo Policlonale Anti-Eif3C Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99613

Numero articolo: CM0030991



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio EIF3C validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva EIF3C umano, di topo, di ratto (eIF3-p110), una subunità core del complesso di inizio traduzione eIF-3. Ideale per studi sulla sintesi proteica e sulla proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EIF3C Coniglio pAb
Note/Alias	EIF3CL; EIF3S8; eIF3-p110; EIF3C
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8663
ID Gene	8663
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 694-913 di EIF3C umano (NP_003743.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99613
Peso Proteico	106kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio