


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eif3D Per Wb, If/Icc, Elisa - O15371

Numero articolo: CM0025185



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'EIF3D umano (eIF3-zeta). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studiare l'inizio della traduzione, la proliferazione cellulare e le interazioni ospite-virus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EIF3D Rabbit pAb
Note/Alias	EIF3S7; eIF3-p66; eIF3-zeta; EIF3D
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8664
ID gene	8664
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O15371
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Ghiaccio secco